



MIO „Mutterpass“

Umsetzungsbegleitung für Entwickler/-innen

Carolin Baumgart



Agenda



1. **Aufbau des MIOs**
2. Besonderheiten des MIOs
3. Operationalisierungshinweise
4. Q&A-Runde

Struktur

KBV_PR_MIO_MR_Bundle

KBV_PR_MIO_MR_Composition

Patientin

KBV_PR_MIO_MR_Patient_Mother

Terminbestimmung

KBV_PR_MIO_MR_Observation_Determination_Of_Pregnancy
KBV_PR_MIO_MR_Observation_Date_Determination_Childbirth
KBV_PR_MIO_MR_Observation_Menstrual_Cycle
KBV_PR_MIO_MR_Observation_Date_Of_Conception
KBV_PR_MIO_MR_Observation_Calculated_Delivery_Date

Anamnese und allgemeine Befunde

KBV_PR_MIO_MR_ClinicalImpression_Initial_Examination

Anti-D-Prophylaxe

KBV_PR_MIO_MR_Procedure_Anti_D_Prophylaxis

Stationäre Behandlung während der Schwangerschaft

KBV_PR_MIO_MR_Encounter_Inpatient_Treatment

Stempelinformationen des Arztes/der Klinik/der mitbetreuenden Hebamme

KBV_PR_MIO_MR_Organization
KBV_PR_MIO_MR_Practitioner

Termine

KBV_PR_MIO_MR_Appointment_Pregnancy
KBV_PR_MIO_MR_Encounter_Arrival_Maternity_Hospital

Beratung der Schwangeren

KBV_PR_MIO_MR_Procedure_Counselling

Besondere Befunde im Schwangerschaftsverlauf

KBV_PR_MIO_MR_Observation_Special_Findings

Hinweise

KBV_EX_MIO_MR_Comments

Untersuchungen

Laboruntersuchungen und Rötelschutz

KBV_PR_MIO_MR_Observation_Blood_Group_Serology
KBV_PR_MIO_MR_Observation_Blood_Group_Serology_Fetus
KBV_PR_MIO_MR_Observation_Immunization_Status
KBV_PR_MIO_MR_Observation_Other_Blood_Group_Systems
KBV_PR_MIO_MR_Observation_Examination
KBV_PR_MIO_MR_Observation_Examination_Masked

Gravidogramm

KBV_PR_MIO_MR_ClinicalImpression_Pregnancy_Chart_Entry

Ultraschall

KBV_PR_MIO_MR_Observation_Ultrasound
KBV_PR_MIO_MR_DiagnosticReport_Ultrasound_I
KBV_PR_MIO_MR_DiagnosticReport_Ultrasound_II
KBV_PR_MIO_MR_DiagnosticReport_Ultrasound_III
KBV_PR_MIO_MR_Observation_Other_Ultrasound_Studies

Cardiotokographie

KBV_PR_MIO_MR_Observation_Cardiotocography

Abschluss-Untersuchung/Epikrise

KBV_PR_MIO_MR_ClinicalImpression_Pregnancy_Examination_Discharge_Summary
KBV_PR_MIO_MR_ClinicalImpression_Birth_Examination_Child_Information
KBV_PR_MIO_MR_ClinicalImpression_Birth_Examination_Delivery_Information
KBV_PR_MIO_MR_ClinicalImpression_First_Examination_After_Childbirth
KBV_PR_MIO_MR_ClinicalImpression_Second_Examination_After_Childbirth

Agenda



1. Aufbau des MIOs
2. **Besonderheiten des MIOs**
3. Operationalisierungshinweise
4. Q&A-Runde


Besonderheiten

- Es gibt nicht „die eine Mutterpass-Datei“ in der ePA
- Neue Eintragung = neues Mutterpass-Bundle
- Updates eines Eintrags = Update des gesamten Bundles


Besonderheiten




Besonderheiten




Besonderheiten




Besonderheiten



Besonderheiten



Besonderheiten



Agenda



1. Aufbau des MIOs
2. Besonderheiten des MIOs
- 3. Operationalisierungshinweise**
4. Q&A-Runde

Operationalisierungshinweise

- Darstellung entsprechend der Darstellung in Anlage 3 zu den Mutterschafts-Richtlinien
- Ausdruck des MIOs ermöglichen
- Übernahme von Informationen zwischen und innerhalb eines MIOs

- Errechenbare Werte von der Software berechnen lassen
- Farbliche Markierung bei Risikoschwangerschaft
- Weitere Hinweise im Informationsmodell

Agenda



1. Aufbau des MIOs
2. Besonderheiten des MIOs
3. Operationalisierungshinweise
4. **Q&A-Runde**